

ALBUMIN Augentropfen 5 %

Ch.-Bez.:

Stand: 01.02.05

Version 1

Vorschrift: UK S-H

erstellt von: Kather/Steffen-Slotty

Artikelnummer:	Herstellungsdatum:	Chargengröße:	= Einheiten
490 100 56		200 ml	100

STRENG ASEPTISCHES ARBEITEN, DA KEINE STERILISATION IM ENDBEHÄLTNIS!!
(LF, vollständige Schutzkleidung, Mundschutz)

AUSGANGSSTOFFE

Blutprodukt ! PRO HERSTELLUNG NUR **EINE** CHARGE VERWENDEN ! Buchungsgänge berücksichtigen !

Verwendetes Produkt :

Firmenbezeichnung des Humanalbumins 5%	Firma

Gefahr- symbol	Nr	Stoffbezeichnung	Prüf-Nr. / Charge	Haltbar bis:	Soll [ml]	Ist [ml]	Abz.
	1	Humanalbumin 5%			4 x 50 ml		
Gesamt:							

Herstellungsschritte	IPK	OK!, Abz.
Humanalbumin wird mit einer Einmalspritze aufgezogen		
Sterilfiltration a ca. 1,8 ml in EDO und Etikettierung;		
Filter mit Wasser spülen und bubble point bestimmen.	Soll: min 3,2 bar bubble point: _____ bar	

Benötigte Geräte:

- 1 Einmalspritzen 50 ml
- 1 Becherglas 100 ml
- 1 Kanüle
- 1 Celluloseacetat-Filter
(je 50ml) (Minisart) 0,2 µm

Packmittel:

- ca. 100 EDO
entspr. Faltschachteln

